

E 524/2

Vozík

pro čištění instrumentária na 3 úrovních.



- Osazovací výška 3 úrovní: vždy 125 mm mm
- Magnetická lišta pro automat. rozpoznání vozíku (bez magnetů ML)

EAN: 4002514606200 / Číslo materiálu: 07460250 / Číslo starého materiálu: 69552403D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7823	•
G 7824	•
Produktová kategorie	
Vozík pro nástavce	•
Vozík na nejrůznější předměty	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Maximální výška osazení v mm	125
Oblasti použití	
Příprava operačního instrumentária	•
Kapacita	
Sítové misky DIN [počet]	6
Sítové misky SPRI [počet]	3
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	390
Vnější rozměr, šířka netto v mm	530
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	645
Vnější rozměr, výška brutto v mm	550
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	640
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	650
Hmotnost netto v kg	10,80
Hmotnost brutto v kg	11,80
Součásti balení	
Magnetická lišta pro automatické rozpoznání vozíku (bez magnetů) [počet]	1