

E 527/2

Vozík

pro optimální uložení 2 kontejnerů DIN včetně víka.



- Magnetická lišta pro automat. rozpoznání vozíku (bez magnetů ML)

EAN: 4002514606224 / Číslo materiálu: 07460270 / Číslo starého materiálu: 69552703D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
G 7823	•
G 7824	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Vozík na kontejnery	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava kontejnerů	•
<b>Kapacita</b>	
Kontejner DIN, výška 15 cm [počet]	1
Kontejner DIN, výška 30 cm [počet]	1
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	500
Vnější rozměr, šířka netto v mm	530
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	645
Vnější rozměr, výška brutto v mm	650
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	550
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	640
Hmotnost netto v kg	10,00
Hmotnost brutto v kg	12,00
<b>Součásti balení</b>	
Magnetická lišta pro automatické rozpoznání vozíku (bez magnetů) [počet]	1