

E 497

Tryska

pro optimální uložení dvoutrub. a jednotrubicových larynx. masek. Výška 195 mm.

EAN: 4002514811253 / Číslo materiálu: 07759470 / Číslo starého materiálu: 69749701D



- v 195 mm, s boční trubicou 109 mm

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktová kategorie	
Injektorová tryska	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava anesteziologického instrumentária	•
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	195
Vnější rozměr, výška brutto v mm	12
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	100
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	150
Hmotnost netto v kg	0,06
Hmotnost brutto v kg	0,07