

E 498

Tryska

pro optimální uložení dvoutrub. a jednotrubicových larynx. masek. Výška 238 mm.

EAN: 4002514811673 / Číslo materiálu: 07760120 / Číslo starého materiálu: 69749801D



- v 238 mm, s boční trubicou 120 mm

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktová kategorie	
Injektorová tryska	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava anesteziologického instrumentária	•
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	238
Vnější rozměr, výška brutto v mm	80
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	160
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	250
Hmotnost netto v kg	0,12
Hmotnost brutto v kg	0,12