

E 775/1

Vozík

pro optimální čištění instrumentária na 2 úrovních.



- Vybaveno vestavěným ostříkovacím ramenem
- Rozměry pro osazování obou úrovní se liší
- Magnetická lišta pro automat. rozpoznání vozíku (bez magnetů ML)

EAN: 4002514816395 / Číslo materiálu: 07765730 / Číslo starého materiálu: 69577503D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7825	•
G 7826	•
Produktová kategorie	
Vozík pro nástavce	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Příprava operačního instrumentária	•
Kapacita	
Sítové misky DIN [počet]	4
Sítové misky SPRI [počet]	2
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	400
Vnější rozměr, šířka netto v mm	530
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	600
Vnější rozměr, výška brutto v mm	650
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	550
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	640
Hmotnost netto v kg	10,80
Hmotnost brutto v kg	12,80
Součásti balení	
Magnetická lišta pro automatické rozpoznání vozíku (bez magnetů) [počet]	1