

E 900-4/2

Vozík

pro optimální čištění instrumentária na 4 úrovních.



- Osazovací kapacita: 12 sít DIN*
- Rozměry pro osazování jednotlivých úrovní se liší
- Magnetická lišta pro automat. rozpoznání vozíku (vč. magnetů ML)

* Síta DIN: 485 × 254 × 50 mm

EAN: 4002514816401 / Číslo materiálu: 07765740 / Číslo starého materiálu: 69590005D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktová kategorie	
Vozík pro nástavce	•
Vozík pro uložení síťových misek	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Příprava operačního instrumentária	•
Kapacita	
Sítové misky DIN [počet]	12
Sítové misky SPRI [počet]	8
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	557
Vnější rozměr, šířka netto v mm	640
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	790
Vnější rozměr, výška brutto v mm	720
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	830
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	780
Hmotnost netto v kg	26,50
Hmotnost brutto v kg	30,00
Součásti balení	
Magnetická lišta pro automatické rozpoznání vozíku (vč. magnetů) [počet]	1