

ZS 131
Síto/tác

EAN: 4002514901022 / Číslo materiálu: 07876510 / Číslo starého materiálu: 68913101D

Produktové zařazení	
Malé sterilizátory	•
Zařazení přístroje	
PS 1201 B EXCELLENCE	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	20
Vnější rozměr, šířka netto v mm	184
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	285
Vnější rozměr, výška brutto v mm	37
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	205
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	310
Hmotnost netto v kg	0,17
Hmotnost brutto v kg	0,30