

E 337/1

Nástavec

pro optimální uložení instrumentária ve svislé poloze.



- Vhodné pro uložení sond, pinzet nebo ústních zrcátek
- Vybaveno 4 plastovými uloženími
- 12 přihrádek šířky cca 22 × 28 mm
- 4 přihrádky šířky cca 25 × 28 mm
- 48 přihrádek šířky cca 13 × 14 mm

EAN: 4002514953397 / Číslo materiálu: 07984130 / Číslo starého materiálu: 69533702D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty	•
čistící přístroj, malý, zubní	•
Velkokapacitní termodezinfektory, dentální	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro stomatologické instrumentárium	•
Oblasti použití	
Příprava stomatologického instrumentária	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	148
Vnější rozměr, šířka netto v mm	173
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	445
Vnější rozměr, výška brutto v mm	205
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	240
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	490
Hmotnost netto v kg	1,92
Hmotnost brutto v kg	2,17