

DGG 15

Neperforované misky do parní trouby

k přípravě pokrmů ve šťávách, v základech omáček, ve vodě (např. těstovin a rýže)

EAN: 4002512330237 / Číslo materiálu: 08101330 / Číslo starého materiálu: 22899619D



- Kapacita: 2,0 l, užitný objem: 1,7 l
- Vnější rozměry: Š x H x V: 325 x 265 x 40 mm
- Z nerezové oceli s povrchovou úpravou, tloušťka stěny 0,6 mm
- Profesionální příslušenství evropské výroby