

## DGGL 8

Perforované misky do parní trouby  
pro všechny parní trouby kromě DG 7000.

EAN: 4002513714548 / Číslo materiálu: 08227240 / Číslo starého materiálu: 22899627D



- Pro přípravu zeleniny, ryb, masa a brambor bez omáčky
- Perfektní pro rozmrazování zmražených potravin
- Kapacita: 2,0 l, užitný objem: 1,7 l
- Vnější rozměry š x h x v: 325 x 265 x 40 mm
- Profesionální příslušenství evropské výroby