

DGG 17

Neperforované misky do parní trouby

k přípravě pokrmů ve šťávách, v základech omáček, ve vodě (např. těstovin a rýže)

EAN: 4002513714555 / Číslo materiálu: 08227250 / Číslo starého materiálu: 22899628D



- Kapacita: 3,3 l, užitný objem: 2,0 l
- Vnější rozměry š x h x v: 325 x 354 x 40 mm
- Z nerezové oceli s povrchovou úpravou, tloušťka stěny 0,6 mm
- Profesionální příslušenství evropské výroby
- Nelze použít v tlakových parních troubách Miele