

## DGG 20

Neperforované misky do parní trouby

k přípravě pokrmů ve šťávách, v základech omáček, ve vodě (např. těstovin a rýže)

EAN: 4002515060650 / Číslo materiálu: 08246340 / Číslo starého materiálu: 23996112D



- Kapacita: 2,4 l, užitný objem: 1,8 l
- Vnější rozměry š x h x v: 450 x 190 x 40 mm
- Z nerezové oceli s povrchovou úpravou, tloušťka stěny 0,6 mm
- Profesionální příslušenství evropské výroby
- Vyrobeno na míru pro konvektomaty Miele