

DGGL 20

Perforované misky do parní trouby

K dušení nebo vaření zeleniny, ryb, masa, brambor apod.

EAN: 4002515014509 / Číslo materiálu: 08285410 / Číslo starého materiálu: 23996111D



- Kapacita: 2,4 l, užitný objem: 1,8 l
- Vnější rozměry š x h x v: 450 x 190 x 40 mm
- Z nerezové oceli s povrchovou úpravou, tloušťka stěny 0,6 mm
- Profesionální příslušenství evropské výroby
- Vyrobeno na míru pro konvektomaty Miele