

E 417/1

Nástavec

pro optimální uložení až 30 ušních a nosních zrcátek.



- Vhodné pro uložení cca 30 ušních a nosních zrcátek
- s 280 přihrádkami cca ?? x ??
- Velikost ok na dně činí 4 mm
- Použitelné v horním a spodním koši

EAN: 4002514984605 / Číslo materiálu: 09033260 / Číslo starého materiálu: 69541702D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktová kategorie	
Nástavec na ORL instrumentárium	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Počet přihrádek	280
Oblasti použití	
Příprava ORL instrumentária	•
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	80
Vnější rozměr, šířka netto v mm	220
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	435
Vnější rozměr, výška brutto v mm	85
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	225
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	465
Hmotnost netto v kg	1,30
Hmotnost brutto v kg	1,72