

E 928

Vozík

pro ideální uložení 6 hřidel. instrumentů pro roboticky asistovanou chirurgii.



- 1 dvojitá přípojka pro 8mm nástroje, rezervní přípojka/nástroj
- Držáky pro další instrumentárium a příslušenství
- Mikrofiltr s průměrem 8 cm

EAN: 4002515267332 / Číslo materiálu: 09530400 / Číslo starého materiálu: 69592801D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8528	•
Produktová kategorie	
Vozík na robotické instrumentárium	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá, Transparentní
Oblasti použití	
Příprava robotického instrumentária	•
Základní elektroinstalace	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	466
Vnější rozměr, šířka netto v mm	640
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	790
Vnější rozměr, výška brutto v mm	680
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	560
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	650
Hmotnost netto v kg	12,85
Hmotnost brutto v kg	12,85
Součásti balení	
E 448 silikonová hadice s adaptérem Luer-Lock samičím [počet]	6
E 452 injektorová tryska 2,5 x 60 mm [počet]	3