


KFR 30060 PF

Držák na láhve

Pro spolehlivé a úsporné skladování láhví.

EAN: 4002515357545 / Číslo materiálu: 09552700 /
Číslo starého materiálu: 36996047D



- Variabilní použití v různých úrovních zasunutí
- K vodorovnému a klidnému uskladnění (např. vína)
- Z chromovaného kovu
- Vhodné pro chladicí automaty K 30.000 se zónou PerfectFresh
- až pro 9 lahví, v závislosti na velikosti a tvaru