

DOS G 60/1-80

Dávkovací čerpadlo pro kanystry 5 l

s indikací prázdného stavu pro autom. dávkování tekutých čisticích prostředků.

EAN: 4002515342633 / Číslo materiálu: 09662220 / Číslo starého materiálu: 67747017D



- Vhodné pro přístroje řady PG 805x, G 8066, PG 8067 a PG 8172
- sací trubice 200 mm 200 mm pro kanystry 5 l
- Dávkování 20–100 ml
- Možnost nastavení pomocí ovládání myčky nádobí

Produktové zařazení	
Myčky s přívodem čerstvé vody	•
Tankové myčky	•
Tankové myčky, průchozí	•
Zařazení přístroje	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
Produktová kategorie	
Externí dávkovací systém	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Plast
Barva	Šedá
Rychlost čerpání v ml/60 s	100
Délka sací trubice v mm	200
Základní elektroinstalace	
Počet fází	1
Nulový vodič	N
AC/DC	AC
Napětí ve V	230-240
Frekvence v Hz	50
Celkový příkon v kW	0,02
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	0
Vnější rozměr, výška brutto v mm	250
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	295
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	430
Hmotnost netto v kg	2,60
Hmotnost brutto v kg	3,00