

U 313/2

Koš

pro optimální uložení táců.



- Pro 10 tácy 53 × 27,5 cm nebo GN 1/1 tácy
- S předem namontovanými podložkami pod nožky
- výška držáků 160 mm, rozteč držáků 24 mm

EAN: 4002515363027 / Číslo materiálu: 09688930 / Číslo starého materiálu: 67631305D

Produktové zařazení	
Myčky s přívodem čerstvé vody	•
Tankové myčky	•
Tankové myčky, průchozí	•
Zařazení přístroje	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PTD 704	•
Produktová kategorie	
Koš na podnosy	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Drát, potažený Rilsanem, Plast
Barva	Modrá, Bílá
Počet přihrádek	24
Vzdálenost mezi příčkami v mm	24
Výška příček v mm	160
Kapacita	
Podnosy do velikosti 530 x 275 mm [počet]	10
Základní elektroinstalace	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	179
Vnější rozměr, šířka netto v mm	530

U 313/2
Koš
pro optimální uložení táců.



EAN: 4002515363027 / Číslo materiálu: 09688930 / Číslo starého materiálu: 67631305D

Vnější rozměr, hloubka netto v mm	498
Vnější rozměr, výška brutto v mm	185
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	540
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	540
Hmotnost netto v kg	3,30
Hmotnost brutto v kg	4,50