


A 104

Horní koš

pro optimální uložení instrumentária MIC, artroskopie a urologie.



- Pravá strana pro uložení 11 dutých instrumentů
- Dodatečná připojovací místa Luer-Lock pro duté instrumenty
- S ostříkovacím ramenem: na spodní lafetě lze umístit síťové misky

EAN: 4002515460658 / Číslo materiálu: 09862380 / Číslo starého materiálu: 69610400D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktová kategorie	
Koš na MIC instrumentarium	•
Injektorový koš	•
Horní koš	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava MIC instrumentária	•
Kapacita	
Síťové misky DIN [počet]	1
Duté instrumentarium [počet]	11
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	332
Vnější rozměr, šířka netto v mm	528
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	526
Vnější rozměr, výška brutto v mm	270
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	525
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	540
Hmotnost netto v kg	4,00
Hmotnost brutto v kg	6,50