


A 200
Vozík
pro optimální uložení 38 pipet.



- Pro uložení 10 pipet o objemu 100 ml v řadě 1, rozteč 20 mm
- Pro uložení 14 pipet o objemu 25 ml v 2. řadě, rozteč 26 mm
- Pro uložení 14 pipet o objemu 10 ml v 3. řadě, rozteč 26 mm

EAN: 4002515460696 / Číslo materiálu: 09862420 / Číslo starého materiálu: 69620000D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktová kategorie	
Vozík na pipety	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Oblasti použití	
Příprava pipet/ampulí	•
Kapacita	
Pipety [počet]	38
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	397
Vnější rozměr, šířka netto v mm	529
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	546
Vnější rozměr, výška brutto v mm	270
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	525
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	540
Hmotnost netto v kg	4,40
Hmotnost brutto v kg	6,40