

A 204
Vozík
pro optimální uložení mikroinstrumentária.



- Úroveň 1: vhodné pro uložení nástavců
- Úroveň 2 vpravo: 22 přípojek pro duté instrumentárium
- Úroveň 2 vlevo: 11 adaptérů Luer-Lock, se zástr., horiz. hadice
- S vestavěným ostříkovacím ramenem
- Filtrační trubice A 800 použitelná v obou injektorových lištách

EAN: 4002515460733 / Číslo materiálu: 09862460 / Číslo starého materiálu: 69620400D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktová kategorie	
Vozík na oftalmologické instrumentárium	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Možnost použití centrálního filtru	•
Oblasti použití	
Příprava oftalmologického instrumentária	•
Kapacita	
Operační sady pro mikroinstrumentárium [počet]	2-4
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	365
Vnější rozměr, šířka netto v mm	529
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	535
Vnější rozměr, výška brutto v mm	530
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	560
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	540
Hmotnost netto v kg	11,50
Hmotnost brutto v kg	12,50
Součásti balení	
E 476 úložný díl [počet]	1
E 477 doraz [počet]	1