

A 301  
Modul  
pro optimální uložení laboratorního skla.



- Vhodné pro různé labor. sklo jako Erlenmeyerovy a kul. baňky atd.
- Vybaveno 6 injektorovými tryskami s plastovou opěrou ID 110
- 6 injektorových trysek E 351, 6 aretací pro trysku E 353
- 6 injektorových trysek E 352, 6 aretací pro trysku E 354

EAN: 4002515460764 / Číslo materiálu: 09862490 / Číslo starého materiálu: 69630100D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Nástavec/modul pro úzkohrdlé sklo	•
Nástavec na různé lahve	•
<b>Vlastnosti produktu</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Kapacita</b>	
Úzkohrdlé sklo [počet]	18
Lahve [počet]	18
Erlenmeyerovy baňky [počet]	18
Kulaté baňky [počet]	18
<b>Základní elektroinstalace</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	241
Vnější rozměr, šířka netto v mm	232
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	479
Vnější rozměr, výška brutto v mm	200
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	525
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	540
Hmotnost netto v kg	1,95
Hmotnost brutto v kg	2,95