

A 301/3
Modul
pro optimální uložení butyrometrů.



- Vybaveno 18 SD-B tryskami pro butyrometr

EAN: 4002515460795 / Číslo materiálu: 09862520 / Číslo starého materiálu: 69630103D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktová kategorie	
Jiný nástavec/jiný modul	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Příprava butyrometrů	•
Kapacita	
Butyrometry [počet]	18
Základní elektroinstalace	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	261
Vnější rozměr, šířka netto v mm	180
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	479
Vnější rozměr, výška brutto v mm	270
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	525
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	540
Hmotnost netto v kg	1,35
Hmotnost brutto v kg	2,35