


A 302/1

Modul

pro optimální uložení laboratorního skla.



- Vhodné pro různé labor. sklo jako Erlenmeyerovy a kul. baňky atd.
- Vybaveno 32 injektorovými tryskami E 351 (4 × 160 mm)
- Vybaveno 32 aretacemi pro trysku E 353

EAN: 4002515460818 / Číslo materiálu: 09862550 / Číslo starého materiálu: 69630201D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro úzkohrdlé sklo	•
Nástavec na různé lahve	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Úzkohrdlé sklo [počet]	32
Lahve [počet]	32
Erlenmeyerovy baňky [počet]	32
Kulaté baňky [počet]	32
Základní elektroinstalace	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	181
Vnější rozměr, šířka netto v mm	235
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	479
Vnější rozměr, výška brutto v mm	190
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	235
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	475
Hmotnost netto v kg	3,05
Hmotnost brutto v kg	3,55