


A 303  
Modul  
pro optimální uložení až 98 pipet.



- Vhodné pro PT 98 dělených a nedělených pipet
- Výška přídržného rámečku: 150 mm
- Do každého z košů A 150 a APLW 106 lze vložit 1 kus
- Výška osazení bez horního koše: 450 mm (se spodním košem A 150)

EAN: 4002515460825 / Číslo materiálu: 09862560 / Číslo starého materiálu: 69630300D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Nástavec/modul pro pipety	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava pipet/ampulí	•
<b>Kapacita</b>	
Pipety [počet]	98
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	185
Vnější rozměr, šířka netto v mm	222
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	471
Vnější rozměr, výška brutto v mm	270
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	525
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	540
Hmotnost netto v kg	2,50
Hmotnost brutto v kg	3,50