


A 304  
Modul  
pro optimální uložení až 98 trubiček.



- Vhodné např. pro 98 odstřediv. trubiček, ampulek a reagen. lahví
- Osazovací výšky se liší vždy podle polohování
- Do každého z košů A 100, A 150 a APLW 106 lze vložit 1 kus

EAN: 4002515460832 / Číslo materiálu: 09862570 / Číslo starého materiálu: 69630400D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Nástavec/modul pro reagenční sklo	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava pipet/ampulí	•
Příprava zkumavek	•
<b>Kapacita</b>	
Ampule [počet]	98
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	130
Vnější rozměr, šířka netto v mm	222
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	471
Vnější rozměr, výška brutto v mm	270
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	525
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	540
Hmotnost netto v kg	2,30
Hmotnost brutto v kg	3,30