

A 306
Modul
pro optimální uložení velkoobjemového laboratorního skla.



- Vhodné pro 4 odměrné válce objemu 1–2 litry, vysoký tvar
- Vhodné pro 2 odměr. válce 1–2 litry, nízký tvar + dva vysoký tvar
- Dosedací a opěrné plochy potažené Rilsanem

EAN: 4002515460849 / Číslo materiálu: 09862580 / Číslo starého materiálu: 69630600D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro odměrný válec	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava odměrných válců	•
Kapacita	
Odměrné válce [počet]	4
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	235
Vnější rozměr, šířka netto v mm	418
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	471
Vnější rozměr, výška brutto v mm	270
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	525
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	540
Hmotnost netto v kg	2,10
Hmotnost brutto v kg	3,10