

A 801

Adaptér

pro použití úchytů AUF 1 a AUF 2 v kombinaci s košem A 105/1.



EAN: 4002515460931 / Číslo materiálu: 09862940 / Číslo starého materiálu: 69680100D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Úložný díl, resp. adaptér pro násadce	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava stomatologického instrumentária	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	50
Vnější rozměr, šířka netto v mm	50
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	50
Vnější rozměr, výška brutto v mm	12
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	80
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	120
Hmotnost netto v kg	0,01
Hmotnost brutto v kg	0,01