

A 802

Mycí tryska

pro optimální čištění dávkovací přihrádky.



- Při použití laboratorních myček s dávkováním práškových médií
- Pro využití s injektorovými moduly
- Vhodné pro vypláchnutí zbytku prášku z dávkovací přihrádky

EAN: 4002515460979 / Číslo materiálu: 09863070 / Číslo starého materiálu: 69680200D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
Produktová kategorie	
Ostatní příslušenství	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	30
Vnější rozměr, šířka netto v mm	187
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	15
Vnější rozměr, výška brutto v mm	12
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	80
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	120
Hmotnost netto v kg	0,02
Hmotnost brutto v kg	0,02