

A 803

Uložení

pro optimální uložení přenosových instrumentů.



- pro použití v horním koši A 105/1 spolu s filtrační trubicí A 800
- Pro velký počet ručních a úhlových násadců i turbín

EAN: 4002515460993 / Číslo materiálu: 09863100 / Číslo starého materiálu: 69680300D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty	•
Zařazení přístroje	
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktová kategorie	
Uložení	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Oblasti použití	
Příprava stomatologického instrumentária	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	32
Vnější rozměr, šířka netto v mm	32
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	40
Vnější rozměr, výška brutto v mm	80
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	95
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	110
Hmotnost netto v kg	0,05
Hmotnost brutto v kg	0,09