


ZS 150-1
Helix-Test
pro optimální procesní kontrolu malého sterilizátoru.

EAN: 4002515540381 / Číslo materiálu: 09910260 / Číslo starého materiálu: 68915002D



- Kontrola pronikání páry chemickým indikátorem
- Indikace výsledků změnou barvy
- 1 zkušební těleso, 250 indikátorů

Produktové zařazení	
Malé sterilizátory	•
Zařazení přístroje	
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktová kategorie	
Indikátor/test	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	22
Vnější rozměr, šířka netto v mm	117
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	177
Vnější rozměr, výška brutto v mm	23
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	120
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	177
Hmotnost netto v kg	0,05
Hmotnost brutto v kg	0,09