

A 804
 Čisticí kartáč
 pro optimální čištění filtrační trubice A 800.



- Vhodné pro čištění filtrační trubice A 800
- Soustružené kartáče se spirálovitým osazením
- Konec násady s okem
- Délka 500 mm, délka kartáče 100 mm

EAN: 4002515527238 / Číslo materiálu: 09960720 / Číslo starého materiálu: 68680400D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktová kategorie	
Filtry	•
Ostatní příslušenství	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	500
Vnější rozměr, výška brutto v mm	45
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	70
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	610
Průměr v mm	20
Hmotnost netto v kg	0,07
Hmotnost brutto v kg	0,16