

DOS K 85/1

Dávkovací modul pro kanystr 5 l

pro automatické dávkování tekutých médií, s indikací prázdného stavu.

EAN: 4002515532492 / Číslo materiálu: 09961080 / Číslo starého materiálu: 69747051D



- Kontr. dávkování – vysoká bezpečnost procesu dle DIN EN ISO 15883
- Pro dávk. tekutého čisticího prostředku nebo neutral. prostředku
- Pro dávkování chemického dezinfekčního prostředku
- 200 mm mm nasávací trubice pro kanystry 5 l
- Přest. sada nasáv. trubice pro kanystry 10–30 l u zákaz. servisu

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktová kategorie	
Dávkovací systém	•
Produktové vlastnosti	
Rychlost čerpání v ml/60 s	55
Délka sací trubice v mm	200
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	1
Nulový vodič	N
AC/DC	AC
Napětí ve V	200-230
Frekvence v Hz	50
Celkový příkon v kW	0,01
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	139
Vnější rozměr, šířka netto v mm	115
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	114
Vnější rozměr, výška brutto v mm	200
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	480
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	160
Hmotnost netto v kg	2,25
Hmotnost brutto v kg	2,45