

DOS G 80/1

Dávkovací čerpadlo

s indikací prázdného stavu pro automat. dávkování tekut. čisticích prostředků.

EAN: 4002515529256 / Číslo materiálu: 09968660 / Číslo starého materiálu: 67747025D



- Pro myčky s čer. vodou (PG8055-60) a tank. syst. (G8066 a PG8067)
- sací trubice 200 mm 200 mm pro kanystry 5 l
- Dávkování až 55 Milliliter ml za minutu
- Možnost nastavení pomocí ovládání myčky nádobí

Produktové zařazení	
Myčky s přívodem čerstvé vody	•
Tankové myčky	•
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
Produktová kategorie	
Externí dávkovací systém	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Plast
Barva	Šedá
Rychlost čerpání v ml/60 s	55
Délka sací trubice v mm	200
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	1
Nulový vodič	N
AC/DC	AC
Napětí ve V	200-230
Frekvence v Hz	50
Celkový příkon v kW	0,01
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	0
Vnější rozměr, výška brutto v mm	210
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	475
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	200
Hmotnost netto v kg	2,60
Hmotnost brutto v kg	3,00