

## DOS G 80 NER

Dávkovací čerpadlo pro kanystry 5–10 l

s indikací prázdného stavu pro autom. dávkování tekutých čisticích prostředků.



- Pro myčky s čer. vodou (PG8055-60) a tank. syst. (G8066 a PG8067)
- 333 mm mm sací trubice pro kanystry 5 a 10 l
- Dávkování až 55 Milliliter ml za minutu
- Možnost nastavení pomocí ovládání myčky nádobí
- Součástí dodávky jsou 4 víka pro různé velikosti kanystrů

EAN: 4002515529270 / Číslo materiálu: 09968670 / Číslo starého materiálu: 67747020NER

Produktové zařazení	
Myčky s přívodem čerstvé vody	•
Tankové myčky	•
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
Produktová kategorie	
Externí dávkovací systém	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Plast
Barva	Šedá
Rychlost čerpání v ml/60 s	55
Délka sací trubice v mm	333
Základní elektroinstalace	
Počet fází	1
Nulový vodič	N
AC/DC	AC
Napětí ve V	200-230
Frekvence v Hz	50
Celkový příkon v kW	0,01
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	0
Vnější rozměr, výška brutto v mm	200
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	480
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	160
Hmotnost netto v kg	2,80
Hmotnost brutto v kg	3,00