

FM

FlowMeter

pro měření průtočného množství a indikace výměny patrony.

EAN: 4002515537107 / Číslo materiálu: 10008910 / Číslo starého materiálu: 67809701D



- Vhodné pro patrony pro částečnou demineralizaci
- Optická a akustická indikace výměny patrony
- Řádkový displej, možné připojení k externí LED
- Včetně držáku na stěnu
- Včetně síťového zdroje

Produktové zařazení	
Myčky s přívodem čerstvé vody	•
Tankové myčky	•
Tankové myčky, průchozí	•
Zařazení přístroje	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

FM
FlowMeter
pro měření průtočného množství a indikace výměny patrony.

EAN: 4002515537107 / Číslo materiálu: 10008910 / Číslo starého materiálu: 67809701D



Produktová kategorie	
Úprava vody	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Plast
Barva	Černá
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	110
Vnější rozměr, šířka netto v mm	125
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	52
Vnější rozměr, výška brutto v mm	155
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	310
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	350
Hmotnost netto v kg	1,85
Hmotnost brutto v kg	2,49