

TE

Přiskyřice na jedno použití  
k regeneraci patron pro částečnou demineralizaci

EAN: 4002515551530 / Číslo materiálu: 10020250 / Číslo starého materiálu: 67809510D



- 1 sáček s obsahem 25 litrů
- Pro prázdn. patronu LP 2800 & patr. pro úplnou demin. VE 2000/2800

Produktové zařazení	
Myčky s přívodem čerstvé vody	•
Tankové myčky	•
Tankové myčky, průchozí	•
Zařazení přístroje	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•

TE

Pryskyřice na jedno použití

k regeneraci patron pro částečnou demineralizaci

EAN: 4002515551530 / Číslo materiálu: 10020250 / Číslo starého materiálu: 67809510D



PTD 703	•
PTD 704	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Úprava vody	•
<b>Vlastnosti produktu</b>	
Objem v l	25
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	0
Vnější rozměr, výška brutto v mm	140
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	530
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	580
Hmotnost netto v kg	18,20
Hmotnost brutto v kg	19,29