

PG 8596

Dávkovací skříň

Pro uložení procesních chemikálií a dávkovacích modulů



- 2 vyťahovací zásuvky pro uložení vždy 3 × 5 l kanystrů
- Vnitřní rozměry: v 285–690, š 250, h 425–555 mm
- Na úroveň vždy 2 možnosti uložení pro dávkovací moduly
- Záchytná miska umožňuje lepší vyprázdnění zbytků kanystrů

EAN: 4002515558317 / Číslo materiálu: 10087330 / Číslo starého materiálu: 69859601D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktová kategorie	
Dávkovací systém	•
Produktové vlastnosti	
Barva	Lotosově bílá
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	835
Vnější rozměr, šířka netto v mm	300
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	600
Vnější rozměr, výška brutto v mm	900
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	400
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	740
Hmotnost netto v kg	26,50
Hmotnost brutto v kg	30,00