

UG 30-60/60-85

Podstavec, uzavřený

pro zvýšení přístroje, hloubka 60 cm, šířka 60 cm.



- Vhodné pro všechny přístroje o šířce a hloubce 60 cm

EAN: 4002515558331 / Číslo materiálu: 10087350 / Číslo starého materiálu: 69306001D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktová kategorie	
Podstavec/sokl	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	317
Vnější rozměr, šířka netto v mm	600
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	600
Vnější rozměr, výška brutto v mm	310
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	610
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	610
Hmotnost netto v kg	9,70
Hmotnost brutto v kg	11,10