

DE-CS6-85

Kryt přístroje

pro horní zakrytí přístroje vč. postranní skříň, hloubka 60 cm, šířka 90 cm.



- Lze použít pro Aqua Purificator PG 8595 a DOS-skříň PG 8596
- v kombinaci s 60cm mycím/dezinfekčním automatem (např. PG8581/91)

EAN: 4002515604380 / Číslo materiálu: 10101450 / Číslo starého materiálu: 69216010D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktová kategorie	
Víko	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	15
Vnější rozměr, šířka netto v mm	900
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	600
Vnější rozměr, výška brutto v mm	80
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	990
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	790
Hmotnost netto v kg	6,70
Hmotnost brutto v kg	9,00