


A 502

Vozík

pro přípravu hřidelových instrumentů pro roboticky asistovanou chirurgii.



- Pro až 8 hřidelových a 2 speciální instrumenty
- Přídavné injektory a držáky pro další operační příslušenství
- Vybaveno mikrofiltrem k opakované přípravě
- Modulární koncepce mycích košů

EAN: 4002515584934 / Číslo materiálu: 10131840 / Číslo starého materiálu: 69650201D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktová kategorie	
Vozík na robotické instrumentárium	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Oblasti použití	
Příprava robotického instrumentária	•
Kapacita	
Robotické instrumentárium [počet]	10
Základní elektroinstalace	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	0
Vnější rozměr, výška brutto v mm	540
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	530
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	500
Hmotnost netto v kg	6,30
Hmotnost brutto v kg	7,80
Součásti balení	
E 448 silikonová hadice s adaptérem Luer-Lock samičím [počet]	6
E 452 injektorová tryska 2,5 x 60 mm [počet]	3
Filtrační destička FP [počet]	2