


A 805

Uložení

pro optimální přípravu instrumentária pro roboticky asistovanou chirurgii.



- Pro speciální instrumenty, chirurgické svorky (Si)

EAN: 4002515585047 / Číslo materiálu: 10131950 / Číslo starého materiálu: 69680501D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktová kategorie	
Modul/úložný díl pro robotické instrumentárium	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava robotického instrumentária	•
Kapacita	
Robotické instrumentárium [počet]	1
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	92
Vnější rozměr, šířka netto v mm	41
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	165
Vnější rozměr, výška brutto v mm	25
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	245
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	485
Hmotnost netto v kg	0,37
Hmotnost brutto v kg	0,49