

A 807

Uložení

pro optimální přípravu instrumentária pro roboticky asistovanou chirurgii.



- Pro speciální instr., preparační svorky, starší generace, S/Si

EAN: 4002515585078 / Číslo materiálu: 10131980 / Číslo starého materiálu: 69680701D

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Produktové zařazení</b>                           |           |
| Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína | •         |
| <b>Zařazení přístroje</b>                            |           |
| PG 8527  | •         |
| PG 8528  | •         |
| <b>Produktová kategorie</b>                          |           |
| Modul/úložný díl pro robotické instrumentárium       | •         |
| <b>Produktové vlastnosti</b>                         |           |
| Materiál   | Nerez     |
| Barva  | Nerez     |
| <b>Oblasti použití</b>                               |           |
| Příprava robotického instrumentária                  | •         |
| <b>Kapacita</b>                                      |           |
| Robotické instrumentárium [počet]                    | 1         |
| <b>Standardní elektrické připojení</b>               |           |
| Počet fází   | 0         |
| Napětí ve V  | 0-0       |
| Frekvence v Hz                                       | 0-0       |
| Celkový příkon v kW                                  | 0,00-0,00 |
| Jištění v A  | 0-0       |
| <b>Rozměry a hmotnost</b>                            |           |
| Vnější rozměr, výška netto v mm                      | 77        |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm                      | 41        |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm                    | 165       |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm                     | 25        |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm                     | 245       |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm                   | 485       |
| Hmotnost netto v kg                                  | 0,37      |
| Hmotnost brutto v kg                                 | 0,49      |