

MC/2

Přepavní vozík

výškově nastavitelné, pro nakládání a vykládání mycích a dezinfekčních automatů.



- Vybaveno 4 kolečky, 2 z nich jsou zajištěné
- 2 odklád. úrovně (mísov. tvaru), oblouk. rukojeť a přípojná lišta

EAN: 4002515588628 / Číslo materiálu: 10138690 / Číslo starého materiálu: 69200109D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktová kategorie	
Úložný/transportní systém	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1003
Vnější rozměr, šířka netto v mm	600
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	805
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1119
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	835
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1280
Hmotnost netto v kg	34,20
Hmotnost brutto v kg	52,40