

DGGL 50-40

Perforované misky do parní trouby

pro parní troubu DG 7000 a parní troubu s funkcí mikrovlnky DGM 6000/7000.

EAN: 4002515603970 / Číslo materiálu: 10168190 /  
Číslo starého materiálu: 23996119EU1



- Pro přípravu zeleniny, ryb, masa a brambor bez omáčky
- Perfektní pro rozmrazování zmražených potravin
- Kapacita: 2,2 l, užitný objem: 1,6 l
- Vnější rozměry š x h x v: 375 x 197 x 40 mm
- Výrobek není vhodný pro mikrovlnné trouby!