

DGG 50-40

Neperforované misky do parní trouby

pro parní troubu DG 7000 a parní troubu s funkcí mikrovlnky DGM 6000/7000.

EAN: 4002515603987 / Číslo materiálu: 10168200 / Číslo starého materiálu: 23996120EU1



- pro přípravu pokrmů ve šťávách, v základech omáček a ve vodě
- Např. těstoviny, rýže, polévky a nákypy
- Kapacita: 2,2 l, užitný objem: 1,6 l
- Vnější rozměry š x h x v: 375 x 197 x 40 mm
- Výrobek není vhodný pro mikrovlnné trouby!