

DGG 1/2 - 80 L

Neperforované misky do parní trouby

pro parní troubu DG 7000 a parní troubu s funkcí mikrovlnky DGM 6000/7000.

EAN: 4002515603994 / Číslo materiálu: 10168230 / Číslo starého materiálu: 23996121EU1



- pro přípravu pokrmů ve šťávách, v základech omáček a ve vodě
- Např. těstoviny, rýže, polévky a nákypy
- Kapacita: 4,2 l, užitný objem: 3,6 l
- Vnější rozměry š x h x v: 375 x 197 x 80 mm
- Výrobek není vhodný pro mikrovlnné trouby!