

DGG 100-40

Neperforované misky do parní trouby

pro parní troubu DG 7000 a parní troubu s funkcí mikrovlnky DGM 6000/7000.

EAN: 4002515604007 / Číslo materiálu: 10170290 / Číslo starého materiálu: 23996123EU1



- pro přípravu pokrmů ve šťávách, v základech omáček a ve vodě
- Např. těstoviny, rýže, polévky a nákypy
- Kapacita: 4,0 l, užitný objem: 3,4 l
- Vnější rozměry š x h x v: 375 x 394 x 40 mm
- Výrobek není vhodný pro mikrovlnné trouby!