

DGGL 100-40

Perforované misky do parní trouby

pro parní troubu DG 7000 a parní troubu s funkcí mikrovlnky DGM 6000/7000.

EAN: 4002515604083 / Číslo materiálu: 10170300 / Číslo starého materiálu: 23996124EU1



- Pro přípravu zeleniny, ryb, masa a brambor bez omáčky
- Perfektní pro rozmrazování zmražených potravin
- Kapacita: 4,0 l, užitný objem: 3,4 l
- Vnější rozměry š x h x v: 375 x 394 x 40 mm
- Výrobek není vhodný pro mikrovlnné trouby!