

GP CL DGC 251 L

DGClean 250 ml

pro ty nejlepší výsledky čištění u kombinovaných parních trub.

EAN: 4002515604502 / Číslo materiálu: 10172710 / Číslo starého materiálu: 23996125EU1



- Intenzivní síla rozpouštění tuků bez vzniku rušivých pachů.
- Snadné čištění díky stabilní přilnavosti
- Perfektně drží i na svislých plochách
- Bezpečné při styku s potravinami
- Nejlepší péče pro dlouholetou spolehlivost